

INTERSCIENCE : Leader des malaxeurs de laboratoire

Samuel ALLAIN - Interscience - **tél:** 01 34 62 62 61 - **fax:** 01 34 62 43 03 - **Email:** info@interscience.fr - **Web:** www.interscience.fr

Le best-seller BagMixer® 400 a été reconnu pour ses qualités de performance, d'innovation et de service. Le dynamisme du bureau de R&D a permis d'en faire un malaxeur qui améliore vraiment le travail de laboratoire !

Pour réaliser une analyse de qualité l'échantillon doit être homogénéisé avec un diluant. Un filtrat est ensuite prélevé et ensemencé pour étudier les bactéries.

L'homogénéisation de l'échantillon dans un sachet-filtre stérile évite le contact entre l'échantillon et la malaxeur lors du malaxage ce qui permet d'annuler les risques de contamination croisée. Un malaxeur adapté assure une extraction optimale des bactéries dans un temps réduit.

Fabriqués en France selon la norme ISO 9001-2000, exportés dans 80 pays, le BagMixer® s'est distingué et a su séduire les utilisateurs grâce à toutes ces qualités :

«Une gamme complète de malaxeurs

pour toutes les tailles d'échantillons»

Les malaxeurs Interscience sont disponibles en trois tailles :

- MiniMix® pour les échantillons de 5 à 80 ml
- BagMixer® pour les échantillons de 50 à 400 ml
- JumboMix® pour les échantillons de 200 à 2000 ml

«Je peux adapter mon malaxeur à l'échantillon !»

Innovation Interscience exclusive : la distance entre la porte et les pales du malaxeur est réglable pour un meilleur malaxage et un meilleur rendement d'extraction bactérien.

Best-seller mondial, le BagMixer® est silencieux, compact, robuste, permet une extraction optimale des échantillons à analyser et un nettoyage considérablement facilité. La structure en acier inox et la garantie à vie de la porte vitrée et des amortisseurs en font des modèles qui se vendent dans le monde entier sans aucun souci de maintenance.

«Le nettoyage de la chambre de malaxage et des pales est enfin facile, pratique, rapide !»

Autre exclusivité des BagMixer® INTERSCIENCE, les pales du malaxeur sont à la fois réglables et amovibles ! Retirez les pales en une seconde pour nettoyer à 100% la chambre de malaxage: c'est le système Click and Clean®. **C'est le seul système breveté** qui ait fait ses preuves sur le marché et c'est une invention INTERSCIENCE!

«Plus de risque de fuites grâce au système Q-Tight® »

Toute la gamme de BagMixer® est équipée du système Q-Tight. Il permet de ne plus avoir de fuites par le haut du sac grâce à une jointure spécialement conçue pour fermer hermétiquement le haut du sac lors de la fermeture de la porte. Les utilisateurs apprécieront cette spécification des BagMixer®, qui assure un travail de laboratoire agréable et fiable.

«Arrêt des pales du malaxeur côte-à-côte : plus facile pour insérer son sachet d'échantillon !»

Afin de faciliter l'insertion de l'échantillon, les pales se repositionnent automatiquement côte-à-côte à la fin de chaque malaxage.

«Mes sacs ne percent plus, je peux malaxer en toute tranquillité»

INTERSCIENCE est la seule société au monde à concevoir et fabriquer à la fois les sachets-filtre pour les analyses et les malaxeurs de laboratoire BagMixer®. INTERSCIENCE possède la gamme la plus large de sacs de pour malaxeur du marché (18 références). Chaque année, des millions de sacs INTERSCIENCE sont utilisés pour les analyses microbiologiques dans le monde entier sans réclamation qualité !

«Tout pour la qualité et l'innovation»

L'innovation et la qualité irréprochable des produits INTERSCIENCE en font des références de qualité dans le monde entier. "Champion caché" selon le magazine L'Usine Nouvelle, le bureau R & D d'INTERSCIENCE représente 1/3 de l'effectif total. Tous les bénéfices de l'entreprise sont reinvestis en R&D. INTERSCIENCE gère tout le processus de production, du développement à la production finale.

"L'entreprise est attachée à produire son matériel dans un souci de qualité et de fiabilité et à un coût le plus raisonnable pour les différents laboratoires du monde entier. Nous essayons de répondre aux laboratoires en leur simplifiant la tâche." explique Emmanuel Jalenques, directeur général de l'entreprise et chef du bureau d'étude. Avec de nombreux brevets à son actif, le bureau R&D travaille en permanence à améliorer la fiabilité et la qualité des analyses.

«Il y a toujours quelqu'un pour vous répondre.» Une attention particulière à vos applications

L'équipe commerciale et le bureau R&D d'INTERSCIENCE est à votre disposition pour guider vos choix et vous aider 24h/24. Une attention toute particulière est apportée à l'adaptabilité des produits et aux applications spécifiques des utilisateurs.

Contact:

Samuel ALLAIN, Interscience
30, chemin du bois des Arpents
78860 Saint Nom la Bretèche France
tél 01 34 62 62 61
fax 01 34 62 43 03
Email: info@interscience.fr
Web : www.interscience.fr

1 - Ecran digital, contrôles simples

- Vitesse de malaxage
- Force de malaxage
- Durée de malaxage

2 - Force de malaxage réglable

La chambre de malaxage s'adapte à la nature de l'échantillon.

3 - Système d'arrêt des pales côte-à-côte

Pour une insertion facile de vos sachets dans le malaxeur.

4 - Système Q-Tight®

Une fermeture étudiée pour prévenir tout risque de fuite.

5 - Système Click & Clean®

En un clic, retirez les pales pour un nettoyage intégral de la chambre de malaxage.

video
www.interscience.fr